	MODALITÀ INVIO CAMPIONI	Data emissione: 20.05.2013 Revisione n.6
	PO 7.5.1-06	Data revisione: 09.06.2016 Pag 1 di pag 3

Destinatari : Responsabili di funzione e Collaboratori (copia unica cartacea)

**ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE DI CAMPIONI
PER ANALISI GENETICA MOLECOLARE**

Rev. n.	Data	Descrizione della modifica
1	27.05.2014	Revisione PO
2	02.02.2015	Revisione PO
3	16.09.2015	Revisione Par.4
4	28.10.2015	Modificato Mod 7.5.1-33 "Dati clinici paziente"
5	21.12.2015	Modificato modalità conservazione biopsia: non più in soluzione fisiologica, ma in etanolo.
6	09.06.2016	Modificato paragrafo 4 e numero telefono paragrafo 5


1) CAMPIONI BIOLOGICI

- a) sangue venoso:** 3 ml di campione ematico in provette da emocromo con anticoagulante EDTA: se la spedizione al Laboratorio avviene entro i 3 giorni dal prelievo, il campione ematico va conservato in frigo (4°C); altrimenti va conservato in freezer (-20°C) fino al momento dell'invio.
Sulle provette dei campioni devono essere riportati obbligatoriamente: Nome, Cognome e data di nascita del paziente.

La spedizione dei campioni viene realizzata a temperatura ambiente tramite Corriere convenzionato con il Laboratorio Magi's Lab.

N.B. Nel caso siate a conoscenza della positività del paziente a malattie infettive trasmissibili (HIV, HBV, HCV, ecc) vi preghiamo di indicarlo chiaramente.
Il sangue venoso è il campione biologico di elezione per il test genetico.

- b) Saliva:** 1 ml di saliva raccolta nel kit fornito dal nostro laboratorio (Oragene-DNA OG-510) Il campione deve essere conservato in frigo a (4°C) dopo il prelievo e può essere spedito entro 6 mesi dalla raccolta.
Sulle provette dei campioni devono essere riportati obbligatoriamente: Nome, Cognome e data di nascita del paziente.
La spedizione dei campioni viene realizzata a temperatura ambiente tramite Corriere convenzionato con il Laboratorio Magi's Lab.
La saliva è il campione biologico da raccogliere nei casi in cui non si possa prelevare il sangue.

	MODALITÀ INVIO CAMPIONI	Data emissione: 20.05.2013 Revisione n.6
	PO 7.5.1-06	Data revisione: 09.06.2016 Pag 2 di pag 3

c) Biopsia/tessuto: prelevare il campione e riporlo in provetta sterile in etanolo, conservare in frigo (4°C). Il campione deve essere spedito entro 24 ore.
La spedizione può essere fatta a temperatura ambiente. Le provette contenenti il campione devono riportare, obbligatoriamente: Nome, Cognome e data di nascita del paziente.
La biopsia è il campione biologico necessario per la ricerca di mutazioni somatiche. Va sempre accompagnato da un prelievo di sangue o saliva.

d) DNA: quantità totale tra 2 µg - 3 µg ad una concentrazione minima di 50ng/µl con ratio 260/280 compresa fra 1,8 e 2,0 e ratio 260/230 di circa 2,0.
Conservare il campione di DNA estratto a -20°C. La spedizione viene effettuata a temperatura ambiente tramite Corriere convenzionato con il nostro Laboratorio.
Le provette contenenti il campione devono riportare, obbligatoriamente: Nome, Cognome e data di nascita del paziente.

2) CONFEZIONAMENTO E RICHIESTA RITIRO CAMPIONE

Il campione biologico viene spedito tramite Corriere espresso in apposito Kit fornito dal nostro Laboratorio.

Il kit è composto da:

- Portaprovette assorbente;
- Busta Biohazard;
- Scatola in cartone per 8 campioni;
- Buste antimanomissione in cui inserire la documentazione e la scatola con i campioni biologici.


3) INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

Laboratorio di Genetica MAGI'S LAB Srl
Via delle Maioliche 57/D
38068 ROVERETO (TN)

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- a) Consenso informato revisione corrente del **Mod. 7.5.1-02**;
- b) Dati clinici paziente, revisione corrente del **Mod 7.5.1-33**;
- c) Fotocopia del documento d'identità e tessera sanitaria fronte e retro validi (se minorenne/affidato a tutore necessario anche il documento del genitore/tutore)

N.B. per ogni test genetico è stato predisposto per i medici un fac-simile (**modalità prescrizione**) con i codici della prestazione, la descrizione del test genetico ed il numero di operazioni da indicare sull'impegnativa, secondo accordi/convenzioni con Istituti Ospedalieri o Aziende Sanitarie Locali.

	MODALITÀ INVIO CAMPIONI	Data emissione: 20.05.2013 Revisione n.6
	PO 7.5.1-06	Data revisione: 09.06.2016 Pag 3 di pag 3

5) PRENOTAZIONE RITIRO CAMPIONE

Per la prenotazione del ritiro, attraverso nostro Corriere convenzionato, contattare MAGI'S LAB (TEL. **0464-420795**; riferimento Dott.ssa Abelli Elisabetta) con almeno 24 ore di preavviso.

N.B.: i ritiri vengono effettuati dal Corriere tra le 14.00 e le 17.00 (dal lunedì al giovedì).

Elaborata da RLD

Emessa da RGQ

Verificata e Approvata da DIR